



FICHE TECHNIQUE

DESINFECTANT PHAGO SPRAY DASR

DESCRIPTIF :

Désinfectant hydro alcoolique pour la désinfection des mains, des surfaces, des équipements et des mobiliers propres. Il peut être utilisé en application sur une lavette à usage unique pour la désinfection rapide du mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs (table d'opération, éclairage opératoire, moniteurs, câbles et connectiques, stéthoscopes, marteaux à réflexe, tensiomètres) et des petites surfaces proches du patient. Ce désinfectant peut être utilisé sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires.

SPECIFICITES TECHNIQUES :

- Alcool éthylique (N°CAS 64-17-5 : 72% m/m)
- 750 mL

